


## MYČKY PODLOŽNÍCH MÍS



Jsou určeny pro mytí bažantů, močových lahví, podložních mís, kbelíčků do toaletních křesel apod. Dodáváme e v různých typech, které ale vždy obsahují:

- Desinfekci/sterilizaci horkou párou + vhodným prostředkem
- Koš na vkládání nádob určených k mytí
- Jako opční nabídku můžeme dodat také košík na mytí drobných předmětů, jako je různé náčiní atd., které je zapotřebí sterilizovat

Myčky jsou v následujících modifikacích:

- Klasickým otevíráním a zavíráním ručně (verze „S“ – standard)
- Automatickým otevíráním a zavíráním pomocí nožního spínače (verze „A“ – automat)
- Automatickým otevíráním a zavíráním pomocí nožního spínače, navíc má myčka otočný koš, takže je zde velká úspora vody i energie (verze „E“)

Myčky můžeme nabídnout v následujícím provedení:

- Volně stojící vysoká bez dalšího příslušenství (600 x 450 x 1650 mm)
- Volně stojící nízká bez dalšího příslušenství nebo s malým umyvadélkem (900 x 600 x 100 mm)
- Zavěšená vysoká bez dalšího příslušenství (600 x 450 x 1550 mm)
- Vestavěná vysoká bez dalšího příslušenství nebo s WC (650 x 450 x 2210 mm)
- Vysoká s výlevkou po straně volně stojící (1050 x 450 x 1650 mm)

- Zavěšená vysoká s výlevkou po straně (1050 x 450 x 1550 mm)
- Volně stojící nízká s výlevkou bez nebo s malým umyvadélkem (1350 x 600 x 1000 mm)
- Volně stojící nízká s umyvadlem, výlevkou a jednodvřevou skříňkou (1800 x 600 x 1000 mm)
- Volně stojící nízká s umyvadlem, výlevkou a dvoudvřevou skříňkou (2250 x 600 x 1000 mm)

### **Armatury nejsou součástí dodávky !**

Dále nabízíme následující doplňky k myčkám, aby mohla být vytvořena komplexní čistící a desinfekční místnost:

- Závěsné police pro uložení bažantů, podložních mís nebo kombinaci
- Skříňky nerezové s poličkami spodní doplňkové
- Nerezové regály
- Nerezové police
- Nerezové samostatné výlevky
- Horní nerezové skříňky
- Nerezové pulty, které kryjí veškeré zabudované skříňky apod. a jsou dodávány na míru
- Nerezové koše, pojízdné sběrné zásobníky a vozíky
- Nerezové i plastové mísy, bažanty, vše v provedení pro muže i pro ženy
- Plastové kyblíčky do toaletních křesel

### **TECHNICKÉ PARAMETRY VŠECH MYČEK:**

Přívod vody  $\frac{3}{4}$ " , odpad do podlahy nebo do stěny průměr 110 mm.

Elektro: 230 V, 3550 W nebo 2700 W, 50 -60 Hz, 14 A nebo 15 A.

