

Terapeutické lehátko, dvoudílné, nastavitelná hlavová část

- Elegantní konstrukci doplňuje kvalitní polstrování a koženka v široké škále barev
- Standardně dodávány s nastavením hlavové část pomocí plynové vzpěry



základní vlastnosti

- Dvoudílné terapeutické lehátko
- Hlavová část nastavitelná plynovou vzpěrou
- Standardní výška: 70cm
- Standardní šířka: 70cm
- Funkční design přináší vysoký stupeň bezpečnosti a komfortu
- Navrženo a konstruováno zvláště pro použití ve zdravotnictví
- Univerzálnost použití
- Odolná konstrukce
- Dokonalá stabilita
- Výkonné a spolehlivé motory s tichým chodem
- Koženky z nehořlavého a snadno čistitelného materiálu
- Široká škála barev koženek: bílá, šedá, béžová, žlutá, oranžová, červená, vínová, světle zelená, tmavě zelená, šedomodrá, světle modrá nebo tmavě modrá
- Barva konstrukce: šedá