

Vodoléčebná celotělová vana se středním objemem.



ALFA 10

Vana je určená pro minerální nebo CO₂ koupele. Hlavní vypínač (pneumatický), manuální napouštění a vypouštění vany, ventil na teplou a studenou vodu, sprchový set, vodní přepad.



ALFA 20

Vana s elektronickým ovládáním prostřednictvím fóliové klávesnice. Ovládání ventilů, termostatická baterie, možnost dopouštění vody elektronicky, automatické napouštění a vypouštění, duální teploměr – přepínání na klávesnici, vodní přepad, nerezový vtok, sprchový set.