

## Nový typ vířivé lázně pro dolní končetiny v moderním designu



Vana je vybavená ovládáním a příslušenstvím na vysoké technické úrovni. Je určena pro rehabilitační centra, lázně, fitness kluby a další. Pacient sedí ve vaně. Vířivý systém je osazen 14 tryskami ve třech sekcích volně přepínatelných. Výhodné je **dvoustupňové nastavení hladiny** - volí se podle potřeby pro aplikaci pouze na dolní část končetin nebo i kolena a oblast páteře - poloviční objem nebo plná vana.

### COLUMB BASIC (základní vybavení)

- Automatika napouštění a vypouštění vody 2 úrovně hladiny
- El. ovládání 3 sekcí trysek vířivky, 14 trysek
- Sprcha pro snadné mytí vany
- Elektronický ovl. panel, časování, teplota vody
- Systém ochrany čerpadla proti běhu nasucho
- Automatické vypnutí po nastaveném čase

### Columb TOP

Základní vybavení, plus:



- perličková koupel s 40 tryskami
- Chromatoterapie 7 barev s programy pro řízení periody a pulsace
- Systém desinfekce
- Ovládání barevným LCD dotykovým displejem s programováním
- Schůdky pro snadné nastupování pacienta



### Technické údaje

Napájení  
Rozměry DxŠxV  
přívod vody  
odpad  
objem vody :

230V, 50Hz 0,75- 1,6 kVA  
1540 x 880 x 950  
2x 1/2"  
50mm  
úroveň 1 = 80 L  
úroveň 2 = 210L

	<b>5012</b> BLEDEMODRÁ
	<b>9006</b> SĚDÁ
	<b>5021</b> ZELĚNÁ TMAVÁ
	<b>6027</b> ZELĚNÁ SVĚTLÁ
	<b>10090</b> BILÁ