

## Přístroj pro aplikaci pulzního magnetického pole o nízké frekvenci s přednastavenými procedurami dle diagnóz



Intuitivní ovládání moderním dotykovým displejem, dlouhá životnost a spolehlivost, výkonný nízkofrekvenční magnetoterapeutický přístroj s regulací výkonu.

- 4 samostatné výstupy A + B + C + D
- vestavěná knihovna aplikací
- individuální nebo společné ovládání
- indikace připojených aplikátorů
- zobrazení čísla programu na displeji
- paměti aplikací
- individuálně volitelný čas a intenzita
- rozmítané aplikace , obdélník, trojúhelník
- pulzní vlna
- kontinuální aplikace
- frekvenční rozsah od 2-200Hz
- měkké aplikátory s koženkou

### Účinky

- Vasodilatace
- Myorelaxace
- Spasmolytický účinek
- Analgezie
- Akcelerace hojení
- Protizánětlivý účinek
- Protiedémový účinek

### Vybrané indikace

- Artrózy kloubů
- Poúrazové stavy
- Revma
- Spastické stavy
- Bolesti pohybového aparátu
- Respirační onemocnění
- Hypertenze
- Zánětlivé stavy tkání a kloubů
- Syndrom karpálního tunelu
- Osteoporóza
- Ischias
- Bechtěrevova nemoc
- Tinitus
- a mnoho dalších indikací

### APLIKÁTORY

