

Moderní dvanáctikanálový elektrokardiograf je vybaven dotykovým displejem o velikosti 5,7", který zaručuje snadný přehled zaznamenaných EKG křivek a jednoduché ovládání přístroje.

Displej zobrazuje tři vybrané svody a informuje o rychlosti posuvu papíru, citlivosti záznamu, filtrech, hodnotě tepové frekvence, kontaktu jednotlivých elektrod a dalších údajích. Uživatel může jednoduše přednastavit 10 vlastních profilů.

Přehledný ovládací software dovolí uložit až 20 posledních nabraných EKG záznamů. EKG díky svým parametrům perfektně obstojí v náročném provozu kardiologické ambulance.



Základní vlastnosti

- dvanáctikanálové EKG se současným záznamem a tiskem z 12-ti svodů
- zobrazení tří svodů na dotykovém displeji
- paměť na posledních 20 záznamů
- průměrování EKG křivek
- dlouhý EKG záznam v režimu LONG
- napájení ze sítě i z akumulátoru
- manuální a automatický režim
- přenos v automatickém módu v synchronním režimu nebo v reálném čase
- detekce kardiostimulátoru
- spolehlivé filtrovací metody
- ochrana proti defibrilaci

