

Vodoléčebná akrylátová celotělová vana s vyšším obsahem vody



Kappa je vodoléčebná, anatomicky tvarovaná, celotělová vana s vyšším obsahem vody. Hlavním rysem vany je vyšší obsah vody a akrylátový skelet. Účelový (funkční) design umožňuje efektivní vodoléčebnou proceduru u všech somatotypů pacienta. Vana je uzpůsobena pro manipulaci se zvedákem.

Kappa je dodávána v několika provedeních, které se od sebe liší osazením hydromasážních a airmasážních systémů, počtů masážních trysek a systémem ovládání. Tato vana je velmi vhodná k podvodní masáži a to především díky ergonomické výšce vany 95 cm a jejímu dostatečnému objemu vody.

Modelová řada



Kappa 10

Model obsahuje v základní výbavě podvodní masážní systém a oplachovou sprchu.

Vanu lze dovybavit následující doplňkovou výbavou:

- Hydromasážní systém se 6 tryskami a 6 mikrotryskami s přívzdušněním
- Perličkový systém s 30 tryskami
- Teploměr analogový

Kappa 20

- Vana s podvodním masážním systémem, hydromasážním systémem s 8 tryskami a 24 mikrotryskami s přívzdušněním, Do standardní výbavy dále patří elektronika TIMER (možnost přednastavení času terapie a výběru programů), 2 masážní zóny, automatické napouštění vody, digitální teploměr.

Vanu lze dovybavit následující doplňkovou výbavou:

- Perličkový systém s 30 tryskami

| Technické parametry | Kappa 10 | Kappa 20 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Maximální obsah vany [l] | 450 | 450 |
| Užitný obsah vany [l] | 375 | 375 |
| Plnění/vypouštění vany [min] | 5 / 3 | 5 / 3 |
| Příkon [kW] | 1,6 | 2,45 |
| Hmotnost (bez vody) [kg] | 160 | 170 |
| Rozměry d x š x v [mm] | 2490 1000 970 | 2490 1000 970 |

Barevné provedení

Vana **Kappa** se standardně dodává v bílé barvě skeletu. Na práni je možné vybírat ze tří dalších barevných odstínů skeletu. Opláštění van se dodává vždy v bílé barvě.

- ◆ RAL 5024
- ◆ RAL 5018
- ◆ RAL 7004
- ◆ RAL 9003