

## Přístroje pro automatickou lymfodrenáž.

### Lymphastim TOP LINE



#### Charakteristické vlastnosti:

- nový design
- rychlé připojení aplikátorů jedním konektorem
- automatické vyfukování
- aplikátorů
- tichý a spolehlivý chod

### Lymphastim EASY 6, 12



#### TOP LINE

##### 12-ti kanálová lymfodrenáž pro 8 až 22 komorové aplikátory

- ❖ 5,7" barevný dotykový displej
- ❖ vestavěná encyklopedie s medicínskými a estetickými protokoly
- ❖ přednastavené sekvence programů
- ❖ paměť pro více jak 100 programů definovaných uživatelem
- ❖ plynulé nastavení tlaku 20 – 160 mmHg
- ❖ plynulé nastavení tlakového gradientu
- ❖ samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru
- ❖ nastavení individuálních terapií dle potřeb klienta
- ❖ tichý a spolehlivý chod přístroje
- ❖ zobrazení aktuálně pracující komory na displeji

**Volitelné příslušenství:** aplikátory – noha 10 komor, kalhoty 22 komor, paže 8 komor

#### EASY 12

##### 12-ti kanálová lymfodrenáž pro 8 až 22 komorové aplikátory

#### EASY 6

##### 6-ti kanálová lymfodrenáž pro 5 až 11 komorové aplikátory

- ❖ led displej
- ❖ 8 přednastavených programů
- ❖ plynulé nastavení tlaku 20 – 160 mmHg
- ❖ tlakový gradient 0, 10 %, 20 %, 30 %
- ❖ tichý a spolehlivý chod přístroje
- ❖ aktivita pracujících komor viditelná na sloupcovém diagramu
- ❖ nastavení rychlosti nafukování

#### Volitelné příslušenství EASY 12:

aplikátory – noha 10 komor, kalhoty 22 komor, paže 8 komor

#### Volitelné příslušenství EASY 6:

aplikátory – noha 5 komor, kalhoty 11 komor, paže 8 komor



#### Aplikátory

- zip po celé délce aplikátoru
- hygienické a omyvatelné
- překrývající se komory pro příjemnější aplikaci
- automatické vyfouknutí aplikátorů po ukončení terapie

