

## Celotělová ergonomicky tvarovaná vana s ekonomickým provozem



Vana je určena pro provádění automatické podvodní masáže v 5 zónách, s 28 vodními tryskami a perličkové masáže s 65 vduchovými tryskami.

Jednotlivé zóny jsou cíleny na kotníky, lýtka, kolena, bedra a páteř, s volně programovatelnou sekvencí.

Vana MEGALAN je vybavena automatickým napouštěním na dvě úrovně hladiny vody s obsahem 110/220 litrů a automatickým vypouštěním ovládaným elektronikou. Systém vypouštění zbytků vody z masážních okruhů a sušení perličkového okruhu. Možnost napojení na systém recyklace vody

Vanu lze vybavit i chromoterapií, ozonoterapií a automatikou pro desinfekci.

### Charakteristické vlastnosti

- automatické vypouštění vody
- automatické vypouštění vody z masážního systému a čerpadla
- automatické plnění vany, 2 úrovně hladiny
- moderní tvar a vzhled
- opěra nohou pro menší postavu
- Schůdky pro snadné nastupování pacienta s madlem



**Magellan Basic** – standardní vybavení vířivá masáž, perličková masáž, základní elektronika pro časování, napouštění, zobrazení teploty, 2 úrovně vody, na přání tryska s hadicí pro ruční podvodní masáž

### Technické parametry:

- rozměry 2200 x 950 x 900
- napájení 400V, 50Hz, 2,5 kW
- max. objem vody 220L

**Magellan LUX** – plná výbava – vířivá masáž, perličková masáž, ozonizace, chromoterapie 8 barev, automatická desinfekce, Ovládání komfortním barevným dotykovým LCD displejem a možností volby terapeutických programů. Volba celkového času a času jednotlivých zón, programování procedur.