

**Jednoduše ovladatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu pro CPM terapii, řízena dálkovým ovladačem. Přístroj je indikován k ošetření většiny poranění, postoperativních stavů a onemocnění kolenního a kyčelního kloubu.**

#### **Charakteristické vlastnosti:**

- Jednoduché nastavení základních léčebných parametrů – extenze, flexe, rychlost, pauza
- Velice rychlé nastavení na anatomické rozměry pacienta
- Zaručený fyziologicky správný pohyb končetiny
- Není nutná přestavba pravá / levá končetina
- Podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného materiálu
- Snadná manipulace – hmotnost 11kg
- Možnost dodání transportního vozíku
- Protiskluzová podložka
- Moderní design

#### **Rozsah pohybu a možnosti nastavení:**

flexe/extenze - kolenní kloub -10° - 0° - 120°

flexe/extenze - kyčelní kloub 0° - 15° - 75°

rychlost 1° až 160° / min

pauzy ve flexi či extenzi



#### **Technické parametry přístroje:**

rychlost 160° / min

hmotnost 11,0 kg

rozměry 35 x 96 cm

výška pacientů od 120 do 190 cm

max. hmotnost jedné končetiny 30 kg

protiskluzová podložka



#### **Provedení:**

##### **K1 Klasik**

**K1 Standard** (navíc: postupné zvyšování rozsahu - zahřívací program, zpětný chod - bezpečnostní prvek, nastavení doby terapie, pauzy v krajních polohách)

**K1 Komfort** (s čipovou kartou pacienta, na které se zaznamenávají léčebná data - monitoring rehabilitace, speciální programy, oscilace, protažení, postupné zvyšování rozsahu - zahřívací program, zpětný chod - bezpečnostní prvek, nastavení doby terapie, pauzy v krajních polohách a další léčebné programy)