

Přístroj COMBI 200 slouží k bezpečnému a ekonomickému ohřevu nosičů tepla nebo v případě potřeby ke spolehlivému ohřevu parafínu.



Přístroj COMBI 200 je svojí kapacitou je vhodný pro střední a malé provozy. Lázeň je vyrobena z nerezové chromiklové ocele a vybavena nejmodernější technologií k regulaci ohřevu a vlastnímu ohřevu.

Přístroj COMBI 200 má jednu vodní lázeň.

Technické parametry:

- Doporučená kapacita 5 nosičů tepla
- Vodní lázeň o objemu 24 litrů
- Parafínová lázeň o objemu 20 litrů
- Vnější rozměry (d × š × v) 330 × 540 × 290 mm
- Přesný digitální regulátor 30–90°C
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Výkon 700W
- Integrovaný vypustný ventil