

Přístroj COMBI 400 slouží k bezpečnému a ekonomickému ohřevu nosičů tepla nebo v případě potřeby ke spolehlivému ohřevu parafínu.



Přístroj je svojí kapacitou je vhodný pro střední a velké provozy. Lázeň je vyrobena z nerezové chromiklové ocele a vybavena nejmodernější technologií k regulaci ohřevu a vlastnímu ohřevu.

Přístroj COMBI 400 má dvě na sobě nezávislé vodní lázně. Každá má samostatnou regulaci teploty a výpustný ventil. V provozu se může v tomto případě na jedné straně ohřívat parafín a druhá část slouží k ohřevu nosičů. Pokud budeme ohřívat nosiče v obou lázních, můžeme v každé z nich nastavit odlišnou teplotu. Tímto můžeme rozdělit pacienty na dvě skupiny podle toho, jak tolerují intenzitu tepelné terapie a pro obě skupiny vytvořit optimální a příjemnou terapii.

Technické parametry:

- Doporučená kapacita 10 nosičů tepla
- Vodní lázeň o objemu 2 × 24 litrů
- Parafínová lázeň o objemu 2 × 20 litrů
- Vnější rozměry (d × š × v) 660 × 540 × 290 mm
- Přesný digitální regulátor 30–90°C
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Výkon 2 × 700W
- Integrovaný výpustný ventil