

Mobilní automatický kyslíkový koncentrátor s výstupním průtokem až 10l/min.



Přístroj Jay-10 je schopen kontinuálně oddělit kyslík od dusíku, přičemž je pročištěn přes molekulární sítkový filtr.

Po filtraci atmosférického vzduchu získáme na výstupu 90 – 95% čistý kyslík s regulovanou možností průtoku až do 10 litrů za minutu.

Základní vlastnosti

- Výstupní průtok kyslíku: 0 až 10 l/min
- Přístroj má výstupy pro 2 pacienty
- Jednoduché ovládání
- Nenáročná údržba
- Vysoká užitná hodnota výkon/cena
- Součástí základní výbavy jsou 2 ks nosní kanyly, zvlhčovač, síťový kabel

Technické parametry

Oxy Life JAY-10	
Výstupní průtok	0 – 10 l/min
Hmotnost	26 kg
Hlučnost	menší než 55 dBA
Počet uživatelských protokolů	36
Rozměry	60 x 38 x 37 cm
Napájení	230 V / 50 Hz
Alarmy	přerušování napájení, vysoký a nízký tlak, přehřátí