

**Vířivka na dolní končetiny nízká pro oblast kotníků a lýtek s pohodlným přístupem, dostupná i z invalidního vozíku.**



Vana je vybavena manuálním napouštěním a vypouštěním vody, sprchou pro ocistu, regulací intenzity trysek přivzdušněním, 6 výkonných trysek na bocích vany, směrově nastavitelné. Nastavitelná židle pro pacienta. Provedení E jsou vybavena elektronickým ovládním s automatikou napouštění vody, časováním a měřením teploty.

#### **Základní barevné odstíny vany**

- světle zelená – tyrkys
- světle modrá
- bílá
- obložení
  - bílé
  - v barvě vany
- Další barvy na přání dle RAL

#### **Technické parametry**

Napájení:	230V, 0,75 kW
Přívod vody:	2x ½"
Objem užitečný:	40 L
Odpad vody:	DN 50
Rozměry:	840 x 770 x 750 mm