

Rázová vlna je akustická vlna, která přenáší obrovské množství energie na postižené místo – vazivovou nebo myoskeletální tkáň v subakutním, subchronickém nebo chronickém stavu. Vyvolává hojivé a regenerační procesy.

SWT 5000 Basic



Hlavní oblasti použití:

- ◆ Ortopedie
- ◆ Rehabilitace
- ◆ Sportovní medicína

Výhody pro terapeuta:

- ◆ Rychlá a efektivní léčba
- ◆ Široká škála aplikací
- ◆ Vědecky ověřené výsledky
- ◆ Rychlá návratnost nákladů

Základní vlastnosti:

- ◆ tlak do 3 barů
- ◆ frekvence do 15 Hz
- ◆ 5.7" barevný dotykový displej
- ◆ uživatelské diagnózy
- ◆ barevná terapeutická encyklopedie

SWT 5000 Power



Základní vlastnosti:

- ◆ tlak do 5 barů
- ◆ frekvence do 22 Hz
- ◆ 8.4" barevný dotykový displej
- ◆ uživatelské diagnózy
- ◆ barevná terapeutická encyklopedie s anatomickými obrázky

TECHNICKÉ PARAMETRY

	BTL-5000 SWT BASIC	BTL-5000 SWT POWER
Objednací číslo	P014.001v 100	P014.002v 200
Displej	5.7" barevný dotykový	8.4" barevný dotykový
Tlak	1–3 bar	1–5 bar
Frekvence	1–15 Hz	1–22 Hz
Single režim	ano	ano
Kontinuální režim	ano	ano
Burst režim		ano
Encyklopedie	ano	ano
Encyklopedie s anatomickými obrázky		ano
Přednastavené diagnózy	ano	ano
Napájení	230 V / 50–60 Hz, 115 V / 50–60 Hz	
Rozměry – základní přístroj	230 × 390 × 260 mm	
Rozměry – vzduchový kompresor	330 × 270 × 320 mm	
Váha – základní přístroj bez příslušenství	4.7–5.3 kg	
Váha – vzduchový kompresor	19 kg	20 kg