

Výkonný kompaktní přístroj pro aplikaci rázové vlny s vestavěným kompresorem.

Vlastní aplikace rázové vlny je prováděna pomocí ergonomického aplikátoru s tlumením zpětného rázu. Parametry terapie jsou intuitivně nastavitelné na dotykovém barevném displeji. Přístroj nabízí sadu přednastavených procedur dle diagnózy nebo možnost vytvoření vlastních procedur.

Přístroj je charakteristický velmi nízkou hmotností - 7kg, včetně vestavěného kompresoru, čímž je velmi lehce přenositelný.



Technické údaje

Generátor rázů:	pneumatický
Rozsah tlaku:	1 – 5 baru
Max. tlak:	5 baru
Frekvence:	1 - 22 Hz
Počet rázů	1-10000 volitelný
Volby menu:	- manuální nastavení - přednastavené programy podle diagnózy, modifikovatelné - volná paměť pro uložení vlastních modifikací
Aktivace:	spouští
Parametry:	automatické zobrazení celkového času v závislosti na frekvenci a počtu rázů
Zobrazovač:	barevný dotykový LCD displej 5,7"
Napájení:	230V, 10VA
Rozměry:	32x190x28 cm
Hmotnost:	7 kg

Nejčastější indikace

ostruha kosti patní / plantární fasciitida

bolest Achillovy šlachy

syndrom tibiální hrany

patelární tendinopatie („skokanské koleno“)

bolest úponů hemstringů

proximální iliotiibiální bursitida /

tendinitida trochanterického úponu

bolest v tříslech

bolest ramene s kalcifikacemi nebo

bez nich / kalcifikovaná tendinitida

radiální nebo ulnární epikondylitida

humeru („tenisový“ ci „golfový“

loket)

exostózy drobných ručních kloubů

při artróze I. stupně

bolest v dlaňové části zápěstí

chronická enthesopatie

svalové spouštěcí (bolestivé) body