

Fokusovaná rázová vlna pro léčbu chronické bolesti

Patentovaná elektroakustická technologie navržena tak, aby odpovídala perfektní rovnováze mezi nejlepšími terapeutickými parametry a nejvyšší životností. Stačí zapnout a zahájit léčbu bez nutnosti přípravy. Terapii máte plně pod kontrolou díky nastavení parametrů přímo na displeji aplikátoru.



- Dotykové ovládání přímo na aplikátoru. Průběh terapie máte pod kontrolou.
- Inteligentní aplikátor s neustálým sledováním intenzity otřesů.
- Snadno nastavitelné parametry terapie z displeje aplikátoru.

Model

Uživatelské rozhraní
Přednastavené protokoly
Uživatелеm definované protokoly
Max. hustota toku energie
Velikost ohniskové zóny
Rozměr léčené oblasti
Frekvence
Režim
Rozměry
Hmotnost (bez přístrojového vozíku)
Napětí
Standardní příslušenství

BTL-6000 FSWT

8.4" barevný dotykový displej
27
ano
0,65 mJ/mm²
5 × 5 × 35 mm
1 cm²–500 cm²
1–25 Hz
Sekvenční, single
580 × 980 × 550 mm
30 kg
100–240 V AC, 50–60 Hz
Aplikátor, držák aplikátoru, 3 spojky, 2 pojistné kroužky