

Dvoukanálový elektroléčebný přístroj. Vestavěné programy pro sportovní a svalovou rehabilitaci nebo možnosti individuálního nastavení parametrů terapeutických proudů.



- léčba bolesti
- tonizace, relaxace svaloviny
- svalová diagnostika
- speciální elektroléčebné proudy
- obsluha přístroje je plně automatická a velmi zjednodušená
- pouze zvolíme program, přiložíme elektrody a nastavíme intenzitu elektroléčebného proudu
- dotykový display, velká barevná obrazovka, intuitivní obsluha, možnost individuálního nastavení programů a volba terapie dle indikací poskytuje maximální komfort pro fyzioterapeuta.
- volitelným příslušenství k Soleo Galva je podtlakový masážní přístroj Vaco S.
- přístroj Soleo Galva komunikuje zcela v českém jazyce

Technická data: provozní napětí 230 V, 50-60 Hz, příkon 80 VA max, pojistka 2 x T 500 mA, rozměry 45x13, 6x32, 5 cm, hmotnost 5,7 kg

Parametry:

Verze elektrostimulace

Kanály

Elektrostimulace

Typy proudů

Programy

Specif.moduly

Nastavení

Průvodce terapií

Galva

2 nezávislé kanály (prog.,intenzita,param.)

synchron.,alter.,separat.,sekvenční

galva,nízkofr.,středofrekv.,interference

více než 100 specif. programů

sval.rehabilitace/sport.rehabilitace

všechny parametry jsou přístupné přes
dotykovou klávesnici

více než 120 terapeutických indikací