

Profesionální trenážer pro aktivní a pasivní procvičování končetin

Stacionární přístroj THERA Tigo je určený k aktivnímu i pasivnímu procvičování končetin.

Přístroj se vyrábí ve dvou provedeních: Přístroj pro procvičování dolních končetin a přístroj kombinovaný.

Všechny modely jsou vybaveny velkoplošným či maloplošným barevným dotykovým displejem s intuitivním ovládáním a řadou užitečných funkcí, včetně simulátoru jízdy po silnici.

Ke všem variantám je dostupné bohaté doplňkové vybavení, které umožňuje využití přístroje pro osoby s téměř veškerým specifickým postižením.

Charakteristické vlastnosti:

- Velká barevná obrazovka s vysokým rozlišením nebo velký barevný dotykový displej
- Jednoduché START/STOP ovládání na obrazovce
- Změnu parametrů na obrazovce lze provádět během terapie
- Možnost vypnutí přístroje hlasem!
- Snadné upevnění a výměna madel pro horní končetiny
- Možnost nastavení výšky a sklonu držáku rukou
- Tichý a výkonný 200 wattový motor
- Vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace
- Kontrola srdečního tepu



S Thera Tigo lze provádět tyto druhy cvičení:

- pasivní cvičení (celková paralýza)
- cvičení s asistencí (částečná svalová aktivita)
- symetrické cvičení (možnost sledování aktivity pravé a levé končetiny)
- aktivní cvičení (jako na rotopedu)
- isokinetické cvičení
- cvičení pro kardiaky (kontrola srdečního tepu)

Technické parametry

délka	74 cm
šířka	46 cm
výška	105 cm
váha	32 kg
napětí	220 V, 50 Hz

Thera Tigo DK



Thera combi

