

Jednoduše ovladatelný přenosný ultrazvukový přístroj s velkým displejem, možností připojení multifrekvenčních hlavice (1 a 5 cm²) a HandsFree aplikátoru

- velkoplošný barevný dotykový displej 7"
- přednastavené dle diagnóz s encyklopedií
- volné programové pozice
- ergonomické vodotěsné, předehřívané ultrazvukové hlavice s frekvencí 1/3MHz (1 a 5 cm²)
- současně připojení dvou hlavice
- kontinuální a pulzní režim (1:16-1:1)
- nastavitelný Duty factor 5-95%
- max. výkon 3W/cm² v pulzním režimu
- max. výkon 2W/cm² v kont. režimu
- BNR menší než 5
- vizuální kontrola kontaktu hlavice
- přehledné displeje a jednoduchá obsluha
- možnost vestavěného akumulátoru

